

Fantom niemowlęcia Resusci Baby QCPR Laerdal

Wariant: Podstawowy,



<https://platformatatownicza.pl/sprzet-szkoleniowy/fantomy-zaawansowane/1096-1148-fantom-niemowlecia-resusci-baby-qcpr-laerdal/#/wariant-podstawowy>

Cena: **5 990,00 zł** brutto

Producent: **LAERDAL**

Nr referencyjny: **PR-1149-1**

Stan: **Nowy**

Ilość: **5 szt.**

Inne kombinacje produktu:

Wariant	Ilość	cena brutto
Podstawowy	5 szt.	5 990,00 zł
Z głową do płytkiej intubacji	5 szt.	7 990,00 zł

Informacje

Resusci Baby QCPR to zaawansowany fantom niemowlęcia do nauki działań ratowniczych. Produkt posiada bardzo dobrze odwzorowane elementy anatomiczne. Manekin jest zgodny z aktualnymi wytycznymi co oznacza, że klatka piersiowa posiada wyraźny opór podczas uciskania, a także unosi się podczas wykonywania wdechów. Dodatkowo, aby udrożnić drogi oddechowe należy odchylić głowę.



Opis produktu

Cechy:

- wentylacja przy użyciu maski z zaworem oraz workiem
- realistyczne ruchy klatki piersiowej
- konieczność udrożnienia dróg oddechowych
- wyczuwalne tętno na tętnicy ramiennej

Właściwości fantoma po podłączeniu SkillGuide i SimPad:

- pomiar jakości wykonywanych ćwiczeń RKO (SkillGuide i SimPad)
- elektroniczna kontrola poprawności odnalezienia właściwego miejsca uciśnień klatki piersiowej (SkillGuide i SimPad)
- pomiar głębokości uciśnień (SkillGuide i SimPad)
- pomiar objętości wdmuchnięć wykonanych zarówno przyrządowo jak i techniką usta-usta (SkillGuide i SimPad)
- dostęp do wyników i bieżących pomiarów (SkillGuide i SimPad)
- wsparcie instruktora i ocenę postępów ćwiczących (SkillGuide i SimPad)
- obserwację szczegółowych danych podsumowujących każdą sesję (SkillGuide i SimPad)
- zachowanie wyników w celu późniejszych porównań (wyłącznie SimPad)

Skład zestawu:

- manekin Resusci Baby QCPR
- walizka transportowa
- 2 części twarzowe
- wymienne drogi oddechowe
- rolka maseczek do ćwiczeń
- instrukcja obsługi

UWAGA! Urządzenia SkillGuide oraz SimPad SkillReporter współpracujące z fantomem nie wchodzą w skład podstawowego wyposażenia manekina, należy je dokupić osobno.