

## **Płuczka do oczu Cederroth Eye Wash 2 x 500ml dwupak + Uchwyt REF 7200**



<https://platformaratownicza.pl/apteczki/apteczki-z-wyposazeniem/przemyslowe/1073-pluczka-do-oczu-cederroth-eye-wash-2-x-500ml-dwupak-uchwyty-ref-7200>

Cena: **226,00 zł** brutto

Producent: **CEDERROTH**

Nr referencyjny: **2xREF7251+REF7200**

Stan: **Nowy**

Ilość: **30 szt.**

## **Informacje**

**Płuczka od oczu w dwupaku Cederroth REF 725200 + Uchwyt ścienny REF 7200** to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie może dojść do zaprószenia lub ochłapania oczu niebezpiecznymi substancjami. Płukanki do oczu zaleca się montować w laboratoriach, magazynach chemicznych, zakładach przemysłowych również przy oczomyjkach, które są zasilane bieżącą wodą. Duże znaczenie ma rozpoczęcie płukania oka w pierwszych sekundach po wypadku, płukanka Cederroth zapewnia obfity strumień roztworu, końcówka w kształcie wianienki zapewnia kierowanie go prosto do oka bez rozlewania na boki, jednocześnie pomagając utrzymać płukane oko otwartym. Płukanka umieszczona na specjalnym uchwycie jest zawsze widoczna i gotowa do użycia.

**Kupując w zestawie otrzymujesz kompletny produkt gotowy do powieszenia na ścianie.**





# Opis produktu

## Cechy produktu:

- szybkie użycie roztworu płukanki zwiększa szansę uratowania oka,
- uchwyt eksponuje płukanki w wyznaczonych miejscach przez co są one szybko dostępne w sytuacjach zagrożenia,
- wypłukuje ciała stałe i pyły z oczu,
- płukanka do oczu Cederroth neutralizuje wartość pH w oku. Roztwór neutralizuje kwasy i zasady, co przynosi szybszy efekt niż w przypadku zwykłego roztworu soli kuchennej. Oddziaływanie jest silniejsze w przypadku zasad niż kwasów,
- ergonomiczny kształt opakowania i znakomite właściwości płuczące,
- butelki łatwe w użyciu, posiadają dopasowaną do oka końcówkę do płukania dającą obfity strumień roztworu,
- butelka po uwolnieniu z uchwytu jest otwarta i gotowa do użycia (korek pozostaje w uchwycie),
- wanienka z korkiem chroniącym od kurzu. Zintegrowany korek utrzymuje wanienkę w czystości,
- uchwyt ścienny dostępny jest z fluorescencyjną tabliczką informacyjną - instrukcją używania płuczki do oczu,
- zaleca się umieszczenie dwóch uchwytów ściennych obok siebie. W czasie wypadku może dojść do urazu obojga oczu,
- wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

## Zestaw zawiera:

- 2 x 500 ml sterylnego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej bez konserwantów, jednokrotnego użytku,
- 1 x uchwyt ścienny Cederroth REF 7200.

## Parametry techniczne:

- wymiary płukanki: Ø 6,6 x 23,5 cm,
- pojemność jednej butelki płukanki: 500 ml,
- termin przydatności: ok 4-5 lat,
- wymiary uchwytu: 9 x 27 x 7 cm,
- uchwyt wykonany z: poliamidu, włókna szklanego oraz PVC.