

Płukanka do oczu Cederroth Eye Wash 2-pack, 2x500ml, REF 725200



<https://platformaratownicza.pl/apteczki/apteczki-z-wyposazeniem/przemyslowe/674-plukanka-do-oczu-cederroth-eye-wash-2-pack-2x500-ml>

Cena: **149,00 zł** brutto

Producent: **CEDERROTH**

Nr referencyjny: **REF 725200**

Stan: **Nowy**

Ilość: **30 szt.**

Informacje

Płuczka do oczu Cederroth REF 725200 to idealne rozwiązanie dla stanowisk pracy, gdzie może dojść do zaprószenia lub ochłapania oczu niebezpiecznymi substancjami. Płukankę Cederroth wyróżnia działanie neutralizujące wpływ na zasady i kwasy. Wypłukuje ciała stałe oraz rozcieńczania i pozwala na oczyszczenie z niebezpiecznej substancji. Płukanki do oczu powinny znajdować się w laboratoriach, składach chemicznych, zakładach przemysłowych. Największe znaczenie ma jak najszybsze rozpoczęcie płukania oka po wypadku. Płukanka Cederroth zapewnia obfity strumień roztworu, końcówka w kształcie wanienki kieruje go prosto do oka, bez rozlewania na boki.





Opis produktu

Zastosowanie:

- płukanie zanieczyszczonego oka
- oczyszczenie zapruszonego oka
- wyposażenie apteczki
- apteczka przemysłowa

Cechy:

- szybkie użycie roztworu płukanki zwiększa szansę uratowania oka,
- płukanka do oczu Cederroth neutralizuje wartość pH w oku. Roztwór neutralizuje kwasy i zasady, co przynosi szybszy efekt niż w przypadku zwykłego roztworu soli kuchennej. Oddziaływanie jest silniejsze w przypadku zasad niż kwasów,
- ergonomiczny kształt opakowania i znakomite właściwości płuczące,
- butelki łatwe w użyciu, posiadają dopasowaną do oka końcówkę do płukania dającą obfity strumień roztworu,
- butelkę otwiera się jednym ruchem ręki, otwarcie natępuję przez przekręcenie,
- wanieńka z korkiem chroniącym od kurzu. Zintegrowany korek utrzymuje wanieńkę w czystości. Korek służy jednocześnie do otwierania,
- można ją umieścić na stanowiskach pracy na kilka różnych sposobów. Pasuje do uchwytu ściennego Cederroth 7200,
- wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

Zestaw zawiera:

- 2 x 500 ml sterylnego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej bez konserwantów, jednokrotnego użytku.

Dane techniczne:

- wymiary płukanki: Ø 6,6 x 23,5 cm,
- pojemność: 500 ml,
- okres przydatności: 5 lat.