Platforma Ratownicza

Złotniki 76
32-125 Wawrzeńczyce
tel: +48 505 406 922

Staza taktyczna Typu CAT SALrescue - Pomarańczowa

https://platformaratownicza.pl/opatrunki/tamowanie-krwotokow/862-staza-taktyczna-salrescue-typu-cat-pomaranczowa

Cena: **99,00 zł** brutto

Producent: **SAL**

Nr referencyjny: **PR-862**

5 903314 898019 >

Stan: **Nowy**

Ilość: **0 szt.**

Informacje

Staza taktyczna Marki SAL to rodzaj uciskowej opaski używanej do tamowania silnych krwotoków tętniczych lub żylnych. Staza taktyczna typu CAT ze względu na unikalną konstrukcję umożliwia szybkie zabezpieczenie krwotoku, co ważne możliwe jest sprawne założenie opaski na każdej kończynie zarówno dla prawo jak i leworęcznych. Zacisk efektywnie tamuje ranę nawet gdy miejsce krwawienia znajduje się głęboko. Typ CAT (Combat Application Tourniquet) jest jednym z najpopularniejszych, używana jako wyposażenie medyczne w wojsku, dla żołnierzy na polu walki ale również jako sprzęt medyczny policji, straży pożarnych i służb medycznych. Zgodnie z wytycznymi pierwszej pomocy z 2015 roku stazy taktycznej można użyć dopiero jeśli bezpośredni ucisk nie potrafi zatrzymać krwawienia zewnętrznego kończyny.


SAL
RESCUE
TOURNIQUET
COMBAT APPLICATION
TIME:


SAL
RESCUE
TOURNIQUET
COMBAT APPLICATION





Cechy produktu

Dla kogo	Straż Pożarna
Dla kogo	Policja
Dla kogo	Wojsko
Dla kogo	Ratownik Medyczny

Opis produktu

Zastosowanie:

- tamowanie masywnego krwawienia
- tamowanie krwotoków tętniczych i żylnych
- zatrzymanie krwotoku zewnętrznego kończyny
- wyposażenie medyczne żołnierza
- sprzęt medyczny wojska, policji, straży
- katastrofy masowe

Cechy:

- staza taktyczna to pas z miękkiego materiału obszyty rzepem
- wzmacniana klamra
- możliwość szybkiej regulacji długości
- materiał łatwy do oczyszczenia
- miękki materiał nie powoduje otarć i odparzeń
- bezpieczny system zamknięcia zabezpiecza przed nieumyślnym rozpięciem
- sprawne założenie opaski dla prawo i leworęcznych
- używana kiedy korzyść z wynikająca z zatrzymania krwotoku jest większa niż ryzyko trwałego uszkodzenia kończyny na skutek niedokrwienia
- CAT zakładany na rękę trzeba przewlec przez jedną przelotkę
- CAT zakładany no nogę przewleka się przez dwie przelotki
- częścią krępującą jest polimerowy kołek z częścią blokującą

Dane techniczne:

- wymiary 100 cm x 5 cm
- Kolor pomarańczowy(fluo)